

Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 2,0



Preço: R\$ 163,60

SKU (ref.): ML-2,0

Categoria do produto: [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [Reutilizável](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-reutilizavel-no-20>

Sumário do produto

MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech reutilizável nº 2,0

Indicação: **lactentes de 10kg até pré-escolares de 20kg**

Descrição do Produto



Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 2,0 # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS

- ◆ Produzida integralmente em **silicone de uso médico resistente a autoclave**;
 - ◆ Econômica: **reutilizável, esterilização por autoclave**;
 - ◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;
- Fácil identificação:**] informações em destaque sobre **tamanho (nº)**, **volume**, **pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu USO;

NovaMASC *Detalhes que fazem diferença....*

Especificações em português:
- tamanho, peso do paciente e volume do manguito
- esterilização por autoclave

Ausência de trabéculas:
- facilita a fibroscopia e intubação traqueal
- preferência atual

marca linear para referência de posição

Maior segurança:
- tubo resistente a acovelamentos

Reutilizável s / látex 50 - 70 kg #4
AUTOCCLAVE < 134 ° C < 30 ml < 80 cm H₂O
MEDTECH BRASIL

- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
- ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:
- # Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;
- # Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;
- ◆ Embalagem individual, acompanha **manual de uso em português**;
- ◆ Código de barras padronizado (EAN);

ISENTA DE LÁTEX

Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

Marca tradicional consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**
!!!

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Reutilizável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 23 x 15 x 2 cm
- Peso: 0.044 kg
- Tamanho:: 2,0