

## Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 3,0



Preço: R\$ 163,60

**SKU (ref.):** ML-3,0

**Categoria do produto:** [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [Reutilizável](#)

**Página do produto:**

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-reutilizavel-no-30>

Sumário do produto

## MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech reutilizável nº 3,0

Indicação: **crianças / adolescentes entre 30 a 50kg**

### Descrição do Produto



### Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 3,0 # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS

- ◆ Produzida integralmente em **silicone de uso médico resistente a autoclave**;
  - ◆ Econômica: **reutilizável, esterilização por autoclave**;
  - ◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;
- Fácil identificação:**] informações em destaque sobre **tamanho (nº), volume, pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu USO;



- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
- ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:
- # Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;
- # Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;
- ◆ Embalagem individual, acompanha **manual de uso em português**;
- ◆ Código de barras padronizado (EAN);

**# ISENTA DE LÁTEX #**

Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

**Marca tradicional** consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**  
!!!

**Qualidade Internacional** com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

**Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Reutilizável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

## Atributos do produto

- Dimensões: 25 x 15 x 3 cm
- Peso: 0.066 kg
- Tamanho:: 3,0