

## Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 6,0



Preço: R\$ 163,60

**SKU (ref.):** ML-6,0

**Categoria do produto:** [Máscara Laríngea NovaMASC](#), [Reutilizável](#)

**Página do produto:**

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamascmedtech-reutilizavel-no-60>

Sumário do produto

## MÁSCARA LARÍNGEA NovaMASC/Medtech reutilizável nº 6,0

Indicação: **adultos acima de 100kg**

### Descrição do Produto



### Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech - Reutilizável nº 6,0 # MARCAÇÕES, ROTULAGEM e MANUAL em PORTUGUÊS

- ◆ Produzida integralmente em **silicone de uso médico resistente a autoclave**;
  - ◆ Econômica: **reutilizável, esterilização por autoclave**;
  - ◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;
- Fácil identificação:**] informações em destaque sobre **tamanho (nº), volume, pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu USO;



- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
- ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Formato da base e manguito em **conformação anatômica**, dispensando o uso de trabéculas:

# Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais;

# Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal;

- ◆ Embalagem individual, acompanha **manual de uso em português**;

- ◆ Código de barras padronizado (EAN);

# **ISENTA DE LÁTEX** #

Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC

**Marca tradicional** consagrada no mercado brasileiro há mais de **duas décadas**  
!!!

**Qualidade Internacional** com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

**Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Reutilizável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

## Atributos do produto

- Dimensões: 29 x 15 x 3 cm

- Peso: 0.100 kg

- Tamanho:: 6,0