

Máscara Laríngea NovaMASC descartável em silicone



Tamanhos nº 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0

Apresentação ESTÉRIL, fabricada em SILICONE

ISENTO DE LÁTEX

Tubo condutor:

transparente, graduado,

formato anatômico curvo adequado à rápida inserção

consistência firme, amplo diâmetro,

flexionável sem acotovelar em até 180°

Conector proximal de 15 mm, padrão ISO

*Balão piloto em cores distintas
conforme o tamanho da ML,
facilitando sua identificação*

Linha longitudinal ao longo do tubo:

referência de posicionamento



Tamanho, faixa de peso do paciente, dados sobre a esterilização volume e pressão máxima do manguito, claramente assinalados de forma indelével em português no corpo do tubo condutor e também no balonete piloto (cuff), para maior segurança e facilidade de manuseio

Manguito pneumático elíptico de alto volume e baixa pressão, macio e com bordas arredondadas

Coxim ogival para proteção da via aérea contra obstrução acidental pela epiglote

Luz inteiramente livre de travas ou obstáculos que dificultem a intubação e/ou fibroscopia

Linha de insuflação separada do tubo com válvula unidirecional acoplada ao balonete piloto

Perfil que facilita a passagem de sonda gástrica por via posterior

Embalagem individual estéril com abertura em pétala, incluindo molde interno que assegura a proteção do manguito e a integridade do produto até o momento de seu uso

Acompanha folheto com instruções em língua portuguesa

Dados de identificação conforme a legislação atual vigente

Esterilização por óxido de etileno com validade de 5 anos

*código de barras
padronizado (EAN)*

Para maiores informações, visite www.medtech.com.br

Av. Senador Pinheiro Machado, 24 Cj. 11

11075-000 SANTOS, SP

Tel.: 13-3234 1130 WhatsApp 13- 99713 4814

e-mail: medtech@medtech.com.br INTERNET: <http://www.medtech.com.br>